

Qmed  *pharma*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



ZÁVĚS PAŽE

KATALOGOVÉ ČÍSLO: PHAG01

CE

Univerzální závěs značky Qmed Pharma je určen k podepření a částečnému znehybnění horní končetiny v případě, kdy je nutné udržet končetinu v jedné poloze. Závěs je lehký a pohodlný. I při celodenním používání je jeho nošení pohodlné. Výrobek je vhodný zejména po sundání sádry jako dočasné ošetření.

Pokyny k používání:

Závěs podepírá paži a přenáší tíhu na záda při vymknutí, zlomeninách nebo k odlehčení po operačním zákroku. Pomáhá udržet paži v neutrální poloze.

Způsob nasazení:

Položte předloktí na pevnou část závěsu a poté přetáhněte podpůrný pás přes hlavu.

Velikost

Změřte délku předloktí.

Velikost	S	M	L	XL
Délka předloktí (cm)	20-25	25-30	30-35	35-40

Poznámky:

Nepoužívejte přímo na poranění nebo poškozenou kůži. Kůže by v oblasti ortézy měla být čistá, suchá, bez mastí, krémů apod.

Výrobek pro opakované použití.

Pokyny k údržbě:

Prát ve studené vodě, usušit. Nepoužívat bělidla. Nežehlit. Nečistit na sucho.

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.





SPRZĘT
MEDYCZNY

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz