



Férula Digital RF 948

(IT) Ferula digitale RF 941

Indicazioni

Processi dolorosi e post-traumatici delle falangi delle dita delle mani.

Caratteristiche

Ferula in alluminio modellabile – imbottita. Immobilizza le articolazioni interfalangee distali stabilizzando quelle prossimali in posizione funzionale.

Precauzioni

Questa ferula deve essere personalizzata da un tecnico ortopedico e controllata dal medico specialista.

Pulizia

Alluminio: con un panno umido.

Imbottitura: non bagnare.

Misure

S (5,7 cm.) – M (7 cm.) – L (7,6 cm.)

(CS) Dlaha prstu RF 941

Indikace:

Bolestivé či poúrazové procesy na kterémkoliv prstu ruky.

Vlastnosti:

Ohebná hliníková dlaha, polstrovaná, znehýbňující distální interfalangeální klouby a stabilizující proximální ve funkční poloze.

Čemu věnovat pozornost:

Ortézu musí pod lékařským dohledem na míru upravit ortopedický pracovník.

Čistění:

Hliník: Vlhkým hadříkem.

Pěnové polstrování: Nenamáčeje.

Velikosti:

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)



PRIM, S.A.
C/ Yolanda González nº15
(Antigua C/F) Pol. Ind. nº1
28938 Móstoles
Madrid - España



IU.356.2 31/05/2019 739250





(ES) Férula Digital RF 941

Indicaciones

Procesos dolorosos o por traumatismos en todos los dedos de la mano.

Características

Férula en aluminio maleable almohadillado, inmoviliza las articulaciones interfalangicas distales estabilizando las proximales en posición funcional.

Precauciones

La ortesis debe ser adaptada por un técnico ortopédico y supervisada por un facultativo.

Limpieza

Aluminio: Con un paño húmedo.

Foam: No mojar.

Tallas

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

(ENG) Finger Splint RF 941

Indications

Painful or traumatic processes of all fingers.

Features

Finger splint made in padded mouldable aluminium, which immobilises the distal interphalangeal joints stabilizing the proximal in a functional position.

Cautions

The splint should be fitted by an orthopaedic technician and supervised by a medical professional.

Cleaning

Aluminium: With a wet cloth.

Foam: Do not dampen.

Sizes

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

(PT) Férula Digital RF 941

Indicações

Processos com dôres ou com traumatismos nos dedos da mão.

Características

Férula em alumínio moldável almofadado, inmoviliza as articulações interfalangicas distais e proximais em posição funcional.

Precauções

A adaptação deve ser feita pelo técnico ortopedico e supervisionada pelo seu medico.

Limppega

Aluminio: Com um pano humido.

Foam: Não molhar.

Tamanhos

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

(FR) Attelle d'immobilisation de doigt RF 941

Indications

Procès douloureux ou par traumatismes de tous les doigts.

Caractéristiques

Attelle en aluminium malléable doublé de mousse, qui immobilise les articulations inter-phalangiennes distales en stabilisant les proximales en position fonctionnelle.

Précautions

L'attelle doit être adaptée par un technicien orthopédique et supervisée par un médecin.

Nettoyage

Aluminium: avec un torchon humide.

Mousse: Ne pas mouiller.

Tailles

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)

(EL) Ψηφιακός νάρθηκας RF 941

Ενδείξεις:

Επώδυνες καταστάσεις ή τραυματισμοί σε όλα τα δάχτυλα του χεριού.

Χαρακτηριστικά:

Νάρθηκας από αλουμίνιο εύκαμπτος με επένδυση, ακινητοποιεί τις περιφερικές μεσοσφαλαγγικές αρθρώσεις σταθεροποιώντας τις κεντρικές σε λειτουργική θέση.

Προφυλάξεις:

Ο κηδεμόνας πρέπει να τοποθετείται από έναν ορθοπεδικό και να παρακολουθείται από έναν θεράπωνα ιατρ.

Καθάρισμα:

Αλουμίνιο: Με ένα νωπό πανί.

Αφρώδες υλικό: Να μην βρέχεται.

Μεγέθη:

S (5,7εκ), M (7εκ), L (7,6εκ)

(SK) Dlaha na prsty RF 941

Indikácie:

Bolestivé procesy alebo traumy na všetkých prstoch ruky.

Vlastnosti:

Hliníková formovateľná dlaha s podložkou znehýbujúce distálne interfalangeálne kĺby a stabilizuje proximálne kĺby vo funkčnej polohe.

Opatrenia:

Ortézus musí prispôsobiť protetik s dohládom lekára.

Čistenie:

Hliník: Suchou handričkou.

Pena: Nenamáčať.

Veľkosti:

S (5,7 cm), M (7 cm), L (7,6 cm)