

**Krční límec NT BAC**  
**Katalogové číslo: DRQA0B**  
**edice 01.2014**

**Návod k použití**

**POPIS PRODUKTU:**

Měkký ortopedický límec z polyuretanové pěny zapínaný pomocí suchého zipu. Límec je anatomicky vyprofilován s antibakteriální a protiplísňovou úpravou. Dostupné barvy: bílá, šedá, černá.

**APLIKACE A POUŽITÍ:**

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta.

**INDIKACE:**

- Dysfunkce krční oblasti vyžadující relativní znehybnění,
- Artróza, diskopatie a jiné syndromy bolestivosti,
- Doléčování pohmožděnin a výronů,
- Zánětlivé stavy a muskuloskeletální přetížení oblasti krční páteře.

**ÚDRŽBA:**

Perte ručně při teplotách do 35°C jemnými pracími prostředky. Nechlorujte, nečistěte chemicky, neždímejte, před sušením jemně vytlačte. Sušte daleko od zdrojů umělého tepla. Nežehlete.

**ZÁRUKA:**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí / zakoupení výrobku a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem než prodávajícím (pokud není tato činnost popsána v návodu). Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.



**POZOR!**

Nedodržování osobní hygieny, používání nesprávných čistících prostředků může způsobit odřeniny nebo jiné komplikace spojené se zvýšenou potivostí a rozvojem bakteriální flóry. Nepoužívejte ortézu na gely a rozehřívající masti. Vezměte prosím na vědomí, že zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a poškodit materiál z něhož byl produkt vyroben.

**KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ A VÝBĚRU POMŮCKY JE NA ODBORNÉM LÉKAŘI  
NEBO TERAPEUTOVI**

*	29,5-32,5	32,6-35,5	35,6-38,5	38,6-41,5	41,6-44,5	44,6-47,5
* 7	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
* 10	C1	C2	C3	C4	C5	C6
* 12	D1	D2	D3	D4	D5	D6

\* průměr krku (cm) \*\* výška límce (cm)

**Qmed**<sup>®</sup>  
TO MAKE YOUR LIFE EASIER



VÝROBCE: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tyńmienieckiego 22/24, Polsko, Tel. + 6748384 fax + comp/m.4842,. 48426365221,  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EWG pro medicínské produkty.

