



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



### Stabilizační ortéza na kotník AFO-SOFT

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQ10H





AFO-SOFT je otevřená ortéza vyrobená pro širokou škálu terapeutického použití. Pomáhá při léčbě a rehabilitaci poranění a dysfunkcí kotníku. Její konstrukce podporuje boční vazy kotníku a mediální orientaci chodidla.

### Indikace:

Podpora při chronické nestabilitě kotníku, léčba poranění laterálních vazů kotníku. Následná léčba zlomeniny kotníku, následná léčba po operaci. Doporučeno v případě poranění kloubních pouzder, zánětů vazů, nestability kotníkového kloubu doprovázené revmatickými chorobami.

Chrání před zraněním kotníku po dřívějších úrazech.

### Popis výrobku:

Ortéza AFO-SOFT je vyrobena z polyamidové pleteniny lemované perforovaným neoprenem. Tkanina udržuje přirozené tělesné teplo. Ortéza je vybavena speciálními „komfortními oblastmi“, které jsou umístěny na zranitelných místech, aby je chránily proti oděru a poskytovaly lepší stabilizaci. Afo-Soft se zapíná na suchý zip. K dispozici jsou také pružné stabilizační pásky, které umožňují nastavení komprese. K dostání v jedné univerzální velikosti.

### Jak ortézu nasadit:

Rozepněte ortézu a nasadte si ji na nohu. Upevněte pásky a přizpůsobte kompresi individuálním potřebám. Upevněte stabilizační pásky.

### Údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C.

Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

### POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte prosím gely nebo hřejivou mast. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.

### POZOR!



Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.

**Závěrečné rozhodnutí o aplikaci a výběru pomůcky by měl učinit zdravotnický odborník.**





**SPRZĘT  
MEDYCZNY**

**Výrobce:**

**mdh sp. z o.o.**  
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź  
tel. +48 42 674 83 84  
fax. +48 42 676 71 85  
[www.mdh.pl](http://www.mdh.pl), [www.qmedinfo.pl](http://www.qmedinfo.pl)

**Distributor:**

**MEYRA ČR s.r.o.**  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
Česká republika  
[www.meyra.cz](http://www.meyra.cz)