

Anatomický polštář Qmed Knee & Leg

Speciální tvar polštáře Knee & Leg v uzavřeném stavu zaručuje ideální polohu stehenní kosti a pánve při poloze na boku – uvolňuje svaly kolem páteřní oblasti a pánve. V otevřeném stavu se používá jako podpěra dolních končetin, kdy podporuje uvolnění svalů na nohou.

Doporučené použití při:

- bolestech pánve
- regeneraci po operaci
- v průběhu těhotenství
- pro osoby s kyčelní náhradou

Kvalitní paměťová pěna napomáhá od stresu a její anatomický tvar zajišťuje komfort a dostatečnou podporu.

Upozornění!

Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu.

Složení:

Polštář: 100% viskoelastická paměťová pěna

Potah: 100% polyester

Potah je snímatelný, je možné pouze praní v ruce.

Velikost: 25 cm x 20 cm x 17 cm

Hustota: 35 kg/m³

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.

ul. ks. W.Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

Poland

www.mdhprofilaktyka.pl

DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz

